

A. M. I.® Soft Gastric Band Premium

Продукция для лечения морбидного ожирения



- Патентованный запирающий / размыкающий механизм
- Бандаж низкого давления
- Округлая форма бандажа минимизирует травмирующие ткани складки манжеты
- Мягкий и удобный при установке
- Три размера бандажа: 100 мм, 115 мм, 125 мм

Особенности	Преимущества
Мягкий бандаж низкого давления Раздуваемая манжетка по всему диаметру бандажа - 360°	Минимизирует возможность миграции бандажа
Надежный, простой запирающий / размыкающий механизм	Легкая фиксация бандажа. Его просто снять при необходимости. Не требует специального инструмента
Запирающий / размыкающий механизм разнесен по окружности с точкой входа катетера порта	Исключает случайное повреждение инструментом катетера порта при запирании
Титановый порт	Инертный металл для длительной имплантации с надежной муфтой соединения с катетером порта
Два типа порта: стандартный и низкопрофильный	Обеспечивает оптимальный косметический эффект и удобство обслуживания порта

Код	Описание	Технические детали
AGB 372 	Бандаж гастральный мягкий "Soft-Gastric-Band system" для лечения морбидного ожирения (Малый, серии Премиум). Стерильный регулируемый имплантат желудочного бандажа в составе: • Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном периоде. • Инструкция по установке. Внутренний диаметр манжеты бандажа 100 мм.	Поставляется стерильным
AGB 372_LP	Комплектация как AGB 372, но порт имплантируемый низкого профиля	Поставляется стерильным
AGB 374 	Бандаж гастральный мягкий "Soft-Gastric-Band system" для лечения морбидного ожирения (Стандарт, серии Премиум). Стерильный регулируемый имплантат желудочного бандажа в составе: • Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном периоде. • Инструкцией по установке. Внутренний диаметр манжеты бандажа 115 мм.	Поставляется стерильным
AGB 374_LP	Комплектация как AGB 374, но порт имплантируемый низкого профиля	Поставляется стерильным
AGB 376 	Бандаж гастральный мягкий "Soft-Gastric-Band system" для лечения морбидного ожирения (Большой, серии Премиум). Стерильный регулируемый имплантат желудочного бандажа в составе: • Бандаж желудочный мягкий регулируемый. • Порт имплантируемый для раздувания системы. • Иглы для пункции порта в послеоперационном периоде. • Инструкция по установке. Внутренний диаметр манжеты бандажа 125 мм.	Поставляется стерильным
AGB 355 	Желудочная трубка для измерения объема малого желудка.	Поставляется стерильным
AFI 100 	Устройство для доставки и проведения бандажа через ретрогастральное пространство.	Поставляется стерильным

Внутрижелудочные баллоны

Продукция для лечения морбидного ожирения



PSB0002



Особенности	Преимущества
Улучшенный мягкий мини-клапан	Легче устанавливать и извлекать баллон
Проводник «струна», облегченное проведение системы через пищевод	Легче отделяется от клапана во время установки
Суперчистый медицинский силикон	Более устойчив к агрессивной среде желудка
Заполнение баллона до 1000 мл (по специальному заказу)	Оптимальный выбор объема заполнения

Код	Описание	Технические детали
PSB0002	Perfect Shape™ Внутрижелудочный баллон	Поставляется с системой для заполнения

Инструменты для извлечения




PSN 0001
Иглы инъекционные убирающиеся к эндоскопам
Для канала 2,8 мм

Особенности
Острая игла большого диаметра
Мощные крючки захвата

для снижения избыточного веса

Продукция для лечения морбидного ожирения


PSB0003 «Черная жемчужина»



Особенности

Преимущества

<p>Специальное бикарбонатовое напыление баллона с нитридом серебра</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная инертность баллона и устойчивость к агрессивной среде желудка. • Минимизирует вероятность аллергических реакций на силикон. • Облегчает извлечение баллона. • Рентгеноконтрастность
<p>Проводник «струна», облегченное проведение системы через пищевод</p>	<p>Обеспечивает оптимальное отделение проводника от клапана в процессе установки баллона</p>
<p>Система для заполнения баллона с трехходовым краном</p>	<p>Удобство порционного и точного заполнения баллона</p>
<p>Патентованный мягкий мини-клапан</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение риска развития кишечной непроходимости при спонтанной перфорации баллона • Облегчает установку и извлечение баллона

Код	Описание	Технические детали
<p>PSB0003</p> 	<p>Perfect Shape™ Внутрижелудочный баллон «Черная жемчужина»</p>	<p>Поставляется с системой для заполнения</p>

для внутрижелудочного баллона

PSG 0001



Захваты для удаления инородных тел к эндоскопам

Для канала 2,8 мм

Преимущества

Легко перфорировать баллон
Быстрая эвакуация содержимого баллона

Надежная фиксация баллона и его удержание во время удаления баллона



A. M. I.® Soft Basket Band

Продукция для лечения морбидного ожирения

Фиксация объема малого желудка




- Ускоряет динамику потери веса оперированного пациента
- Фиксирует объем малого желудка в раннем и позднем послеоперационном периоде
- Бандаж низкого давления

Особенности:

- Мягкая корзина бандажа:
- фиксирует размер малого желудка в послеоперационном периоде;
 - препятствует увеличению объема малого желудка;
 - уменьшает риск миграции

Преимущества

- Ускоряет динамику потери веса оперированного пациента
- Фиксирует объем малого желудка в раннем и позднем послеоперационном периоде
- Бандаж низкого давления

№ Каталога	Описание	Технические детали
SBB 374 	А. М. I. Мягкий Желудочный бандаж - корзина. Стерильный регулируемый желудочный бандаж с корзиной для фиксации малого желудка в комплекте с: • магистральным катетером; • титановым портом; • 2 иглами для порта; • инструкцией по установке. Внутренний диаметр манжеты бандажа 115 мм	Поставляется стерильным

АМИ

Агентство медицинских инноваций

ООО «АМИ Агентство медицинских инноваций»
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18, офис 204
тел./факс: (495) 232-34-21
e-mail: amirussia@yandex.ru
<http://www.ami.at>