



РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
**ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ  
**ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ  
**МАТЕРИАЛЫ**



**MedicHome.ru**

медицинские изделия

**8 (495) 640-61-19**

Каталог продукции 2018/2019

**Medtronic**  
Further. Together

# POLYSORB™

Плетёный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал

Максимальная поддержка во время критического периода заживления раны.



Прочность материала Polysorb™, обусловленная большим количеством более тонких моноволокон в составе нити, обеспечивает надежную поддержку раны на протяжении всего критического периода заживления раны.

<b>Описание материала</b>	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из Lactomer™ 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, гликолида и стеаройл лактилата кальция.
<b>Показания</b>	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
<b>Применение</b>	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™9-1 распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которые впоследствии метаболизируются в организме и выводятся почками.
<b>Срок поддержки раны</b>	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. Около 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и более 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
<b>Стерилизация</b>	Окись этилена.
<b>Рассасывание</b>	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
<b>Упаковка</b>	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как permanently зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Polysorb™ - шовный материал, которому вы доверяете более 20 лет, имеющий свою историю усовершенствования качества.

## ЛИГАТУРЫ / PRE-CUT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24		L-11
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24		L-12
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24		L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24		L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24		L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36		L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24		L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24		L-33
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24		L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24		L-39
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24		L-27
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24		L-14
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24		L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24		L-40
	1	4	6x45	Фиолетовый	24		L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24		L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24		L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24		L-41
	2	5	12x45	Неокрашенный	24		L-26
	2	5	12x45	Фиолетовый	24		L-28
	2	5	3x45	Фиолетовый	36		L-76
	2	5	6x75	Фиолетовый	24		L-42




## ОТРЕЗКИ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ / STANDARD LENGTH

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>Отрезки стандартной длины</b>	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36		L-111
	3-0	2	150	Фиолетовый	36		L-112
	2-0	3	150	Фиолетовый	36		L-113
	0	3.5	150	Фиолетовый	36		L-114
	1	4	150	Фиолетовый	36		L-115
	2	5	150	Фиолетовый	36		L-116




## КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>Катушки</b>	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24		LL-101
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24		LL-221
	3-0	2	150	Фиолетовый	24		LL-112
	3-0	2	250	Неокрашенный	24		LL-322
	3-0	2	250	Фиолетовый	24		LL-222
	2-0	3	150	Фиолетовый	24		LL-113
	2-0	3	250	Фиолетовый	24		LL-223
	0	3.5	150	Фиолетовый	24		LL-114
	0	3.5	250	Фиолетовый	24		LL-224
	1	4	150	Фиолетовый	24		LL-115
	1	4	250	Фиолетовый	24		LL-225
	2	5	150	Фиолетовый	24		LL-116
	2	5	250	Фиолетовый	24		LL-226





## ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b> 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-630
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-607
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-608
<b>3/8 круга 19 мм</b> 	5-0	1	75	Неокрашенный	36		SL-690
	5-0	1	75	Фиолетовый	36		SL-634
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-691
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-635
	3-0	2	45	Неокрашенный	36		SL-637
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-822
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-636
<b>3/8 круга 24 мм</b> 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-692
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-693
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-694
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-823
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-823








**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 26 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-586
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36	SL-587
<b>3/8 круга 30 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	SL-696
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-611
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	SL-712
<b>1/2 круга 24 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	SL-613
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	SL-632
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	SL-612
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36	CL-868
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	CL-869
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	CL-769
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-870
	<b>1</b>	4	75	Неокрашенный	36	CL-867
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	SL-622
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36	SL-721
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36	SL-722
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	150	Фиолетовый	36	CL-992
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-528

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**



Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
	USP	Метрик						
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-815	
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		CL-543	
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-816	
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		CL-916	
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-544	
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-817	
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-534	
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-917	
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-818	
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-918	
	<b>2</b>	5	90	Неокрашенный	36		CL-533	
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-919	
	<b>1/2 круга 40 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-833
		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-804
<b>0</b>		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-933	
<b>1</b>		4	75	Фиолетовый	36		CL-805	
<b>1</b>		4	90	Фиолетовый	36		CL-936	
<b>2</b>		5	90	Фиолетовый	36		CL-937	
<b>1/2 круга 48 мм</b> 		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-568
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-927	
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-569	
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-928	
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-929	
	<b>Прямая 60 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		SL-643
<b>3-0</b>		2	75	Фиолетовый	36		SL-653	
<b>2-0</b>		3	75	Неокрашенный	36		SL-642	

## КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING





Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 11 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1625
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1689
<b>3/8 круга 13 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5688
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5687
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5687G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5690
<b>3/8 круга 16 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5626
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5686
<b>3/8 круга 19 мм</b>		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5636
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5627
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5637
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5628
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5628G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5638
<b>3/8 круга 24 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5641
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5678
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5640
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SL-5640G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5679
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5680
<b>1/2 круга 13 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-1615
<b>1/2 круга 16 мм</b>		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-5633











## КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 16 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1657
<b>3/8 круга 19 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-1653






## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>3/8 круга 13 мм</b>		<b>6-0</b>	0.7	75	Фиолетовый	36		GL-889
		<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36		GL-890
<b>3/8 круга 17 мм</b>		<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-881
<b>3/8 круга 22 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-303
		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-302
<b>3/8 круга 26 мм</b>		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-457
<b>3/8 круга 32 мм</b>		<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-522
		<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-523
		<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-524




## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
<b>1/2 круга 12 мм</b>		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-101
		6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-102
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SL-432
<b>1/2 круга 13 мм</b>		5-0	1	75	Неокрашенный	36		GL-885
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-884
<b>1/2 круга 17 мм</b>		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36		UL-201
		5-0	1	75	Фиолетовый	36		UL-202
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		UL-215
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		UL-204
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		UL-205
<b>1/2 круга 17 мм</b>		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UL-214
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	UL-203
<b>1/2 круга 20 мм</b>		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-460
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-461
<b>1/2 круга 22 мм</b>		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-191
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-181
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-192
		3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-182
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-183
<b>1/2 круга 22 мм</b>		3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-282
<b>1/2 круга 22 мм</b>		3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-892
		2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-893
		0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-894


## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>5-0</b>	1	75	Фиолетовый	36		GL-120
	<b>4-0</b>	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-321
	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-121
	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-121
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		GL-322
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-122
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-122
	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		GL-226
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GLS-323
	<b>2-0</b>	3	75	Неокрашенный	36		GL-323
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GLS-123
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-123
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		GL-125
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-124
	<b>1/2 круга 26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36	
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-882
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	CL-883
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-330
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-885
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36		CL-232
<b>1/2 круга 27 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-871
<b>1/2 круга 30 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-222
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-223
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-224
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		GL-225





## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		GL-126
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		GL-127
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-128
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		GL-129
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>4-0</b>	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	<b>3-0</b>	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	<b>0</b>	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-10-MG
	<b>0</b>	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
	<b>0</b>	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-5-M
	<b>0</b>	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	<b>1</b>	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-11-MG
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	<b>1</b>	4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-6-M
	<b>1</b>	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
	<b>1</b>	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-201-M
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36		CL-932
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36		CL-239


## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-801
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-913
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-914
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-855
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-803
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-915
	2	5	5x60	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-779
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-911
	<b>1/2 круга 48 мм</b> 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	
2-0		3	75	Фиолетовый	36		CL-863
2-0		3	90	Фиолетовый	36		CL-903
0		3.5	75	Фиолетовый	36		CL-864
0		3.5	90	Неокрашенный	36		CL-974
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-904
1		4	5x45	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-31-MG
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-865
1		4	5x75	Фиолетовый	12	D-Tach™	CL-64-M
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-905
2		5	5x45	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-633-M
2		5	75	Фиолетовый	36		CL-866
2		5	5x75	Фиолетовый	6	D-Tach™	CL-665-M
2		5	90	Фиолетовый	36		CL-906
<b>1/2 круга 65 мм</b> 		2-0	3	75	Неокрашенный	24	
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-968
	1	4	150	Фиолетовый	24		CL-824
	2	5	150	Фиолетовый	24		CL-825
<b>1/2 круга, петля 65 мм</b> 	1	4	120	Фиолетовый	24	Петля	CL-824-L
	2	5	240	Фиолетовый	24	Петля	CL-835-L

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>5/8 круга 27 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	UL-879
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	UL-878
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-877
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	UL-876
<b>5/8 круга 37 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	UL-245
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246
<b>J-Игла 32 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G
<b>Лыжа 23 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	18	Фиолетовый	36	Эндоскопия EL-415
	<b>3-0</b>	2	120	Фиолетовый	24	Эндоскопия EL-450


## МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КОЛЮЩАЯ / MICROSURGERY TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>3/8 круга 6 мм</b> 	<b>8-0</b>	0.4	13	Фиолетовый	12	Surgalloy™ L-2800





## ТУПОКОНЕЧНАЯ КОЛЮЩАЯ / BLUNT TAPER

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 26 мм</b> 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	Protect-Point™ - D-Tach™	GLT-69-MG
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-952
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-259
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	Protect-Point™	CLT-954
<b>1/2 круга 37 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-957
<b>1/2 круга 40 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-951
<b>1/2 круга 48 мм</b> 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36	Protect-Point™	CL-949
<b>1/2 круга 65 мм</b> 	2	5	2x90	Фиолетовый	24	Protect-Point™	2-CL-852



## ТУПОКОНЕЧНАЯ / BLUNT POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
<b>1/2 круга 64 мм</b> 	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-271
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-270

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING



Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>22 мм</b> 	<b>1</b>	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
<b>1/2 круга</b> <b>26 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-510
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™ CL-511
<b>1/2 круга</b> <b>37 мм</b> 	<b>3-0</b>	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
	<b>2-0</b>	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
	<b>2-0</b>	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
	<b>0</b>	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
	<b>1</b>	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
	<b>1</b>	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
	<b>1/2 круга</b> <b>40 мм</b> 	<b>2-0</b>	3	75	Фиолетовый	36
<b>0</b>		3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602

## КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPERCUTTING


Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
<b>1/2 круга</b> <b>48 мм</b> 	<b>0</b>	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
	<b>1</b>	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
	<b>2</b>	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
	<b>2</b>	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
<b>1/2 круга, петля</b> <b>48 мм</b> 	<b>1</b>	4	150	Фиолетовый	24	Петля CL-740-L
	<b>2</b>	5	150	Фиолетовый	24	Петля CL-741-L



## ШПАТЕЛЬ / SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/4 круга 8 мм</b>   Кривизна 90°	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1742K
	6-0	0.7	30	Неокрашенный	12	Surgalloy™	L-1745K
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	24	Surgalloy™	L-2752K
	5-0	1	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1785K
<b>1/4 круга 8,6 мм</b>   Кривизна 115°	5-0	1	45	Неокрашенный	12		L-1669-K
	5-0	1	45	Фиолетовый	12		L-1792-K

## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>3/8 круга 6 мм</b>   Кривизна 140°	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-2748-K
<b>1/2 круга 5,5 мм</b>   Кривизна 160°	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	L-1787-K

## МНОГОЦЕЛЕВАЯ / MULTIPURPOSE

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа	
							USP
<b>1/2 круга 30 мм</b>   4.31	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-030
	1	4	75	Фиолетовый	36		UL-046
<b>1/2 круга 40 мм</b>   4.41	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-047
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-055
<b>1/2 круга 50 мм</b>   4.50	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-055